


## Anti-Human Cd55 (Daf) Rabbit Monoclonal Antibody ( ) Für Durchflusszytometrie - P08174

Artikelnummer: CM0005275



### Einführung

Kaninchen-monoklonaler Anti-Human CD55-Antikörper, konjugiert mit . Validiert für Durchflusszytometrie an humanen Proben. Zielt auf den Komplement-Decay-accelerating Factor (DAF), einen Schlüsselregulator der Komplementaktivierung. Geeignet für immunologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                         |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Rabbit anti-Human CD55 mAb                                                                                                   |
| Bemerkungen/Alias | CR; TC; DAF; CROM; CHAPLE                                                                                                    |
| Spezies           | Human                                                                                                                        |
| Gen-ID (Human)    | 1604                                                                                                                         |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 35-353 von humanem CD55 (NP_000565.1) entspricht |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                    |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                       |
| Anwendung         | FC                                                                                                                           |
| Kreuzreaktivität  | Human                                                                                                                        |
| SWISS             | P08174                                                                                                                       |
| Proteingewicht    | 39kDa/41kDa/48kDa/56kDa/59kDa                                                                                                |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                    |