

Monoklonaler Anti-Human-Cd56-Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P13591

Artikelnummer: CM0009001



Einführung

Maus-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD56 (NCAM1), validiert für die Durchflusszytometrie. Relevant für die Erforschung neurologischer Erkrankungen und viraler Infektionen, einschließlich der Neuronenadhäsion sowie Untersuchungen zu Rabies- und Zika-Rezeptoren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Maus-anti-humanes-CD56-mAb
Bemerkungen/Alias	CD56; NCAM; MSK39
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	4684
GeneID	4684
Immunogen	Rekombinantes Protein des humanen CD56
Quelle	Maus
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P13591
Proteingewicht	40 kDa/73 kDa/80 kDa/83 kDa/93 kDa/95 kDa
Versand	Kühlakku