


## Anti-Human Cd59 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie (Fc) - P13987

Artikelnummer: CM0010682



### Einführung

-konjugierter kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen humanes CD59, einen GPI-verankerten Inhibitor des Membranangriffskomplements, validiert für Durchflusszytometrie. Geeignet für die Untersuchung der Komplementregulation.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                         |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Kaninchen anti-Human CD59 mAk                                                                                                |
| Bemerkungen/Alias | 1F5; EJ16; EJ30; EL32; G344; MIN1; MIN2; MIN3; M1RL; HRF20; MACIF; MEM43; MIC11; MSK21; 16.3A5; HRF-20; MAC-IP; p18-20       |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                       |
| GenID (Mensch)    | 966                                                                                                                          |
| GenID             | 966                                                                                                                          |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 26-101 von humanem CD59 entspricht (NP_000602.1) |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                    |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                       |
| Anwendung         | FC                                                                                                                           |
| Krossreaktivität  | Mensch                                                                                                                       |
| SWISS             | P13987                                                                                                                       |
| Proteingewicht    | 14kDa                                                                                                                        |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                    |