


Anti-Human Cd59 Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P13987

Artikelnummer: CM0010695



Einführung

-konjugierter Kaninchen-Anti-Human CD59 monoklonaler Antikörper für die Durchflusszytometrie. Erkennt CD59 (Protectin, MAC-inhibitorisches Protein), einen Schlüsselregulator des Komplementsystems, für immunologische Forschungsanwendungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CD59 mAb
Bemerkungen/Alias	1F5; EJ16; EJ30; EL32; G344; MIN1; MIN2; MIN3; M1RL; HRF20; MACIF; MEM43; MIC11; MSK21; 16.3A5; HRF-20; MAC-IP; p18-20
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	966
Gen-ID	966
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 26-101 von humanem CD59 (NP_000602.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (Durchflusszytometrie)
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P13987
Proteingewicht	14kDa
Versand	Eistasche