

## Anti-Humaner Monoklonaler Cd62L/L-Selectin-Antikörper Für Fc - P14151

Artikelnummer: CM0010844



### Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD62L/L-Selectin. Für die Durchflusszytometrie validiert. Entwickelt zur Untersuchung der Leukozytenadhäsion, des Lymphozyten-Homings und von Entzündungsprozessen. - P14151.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Kaninchen-anti-humaner CD62L/L-Selectin-mAb                                                                                            |
| Bemerkungen/Alias | SELL; CD62L; LAM1; LECAM1; LEU8; LNHR; LSEL; LYAM1; PLNHR; TQ1; L-Selectin                                                             |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                                 |
| GeneID (Mensch)   | 6402                                                                                                                                   |
| GeneID            | 6402                                                                                                                                   |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 39-332 des humanen CD62L/L-Selectins (NP_000646.3) enthält |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                              |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                                 |
| Anwendung         | FC                                                                                                                                     |
| Kreuzreaktivität  | Mensch                                                                                                                                 |
| SWISS             | P14151                                                                                                                                 |
| Proteingewicht    | 42 kDa/43 kDa                                                                                                                          |
| Versand           | Kühlakku                                                                                                                               |