


Anti-Human Cd66B Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P31997

Artikelnummer: CM0008282



Einführung

-konjugierter Kaninchen-Anti-Human-CD66b-monoklonaler Antikörper für die Durchflusszytometrie. Ziel ist CEACAM8, ein neutrophiles Adhäsionsmolekül. Reagiert mit Human. 38 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CD66b mAk
Bemerkungen/Alias	CD67; CGM6; CD66b; NCA-95
Spezies	Human
GeneID (Human)	1088
GeneID	1088
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 35-319 von humanem CD66b (NP_001807.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P31997
Proteingewicht	38kDa
Versand	Eisbeutel