

Anti-Human Cd68 Monoklonaler Antikörper (Percp) Für Durchflusszytometrie (Intrazellulär) - P34810

Artikelnummer: CM0012804

Einführung

PerCP-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD68 (Macrosialin, gp110). Geeignet für den intrazellulären durchflusszytometrischen Nachweis eines 37 kDa lysosomalen/endosomalen Membranproteins in Makrophagen und Tumorzellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PerCP Kaninchen anti-Human CD68 mAk
Bemerkungen/Alias	GP110; LAMP4; SCARD1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	968
GenID	968
Immunogen	Rekombinantes Protein (Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 22-319 des humanen CD68 (NP_001242.2) enthält)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intrazellulär)
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P34810
Proteingewicht	37 kDa
Versand	Eisbeutel