

Anti-Human-Cd7 Monoklonaler Antikörper (Biotin) Für Durchflusszytometrie - P09564

Artikelnummer: CM0011518

Einführung

Biotinylierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD7, validiert für die Durchflusszytometrie (FC). Erkennt ein 25 kDa schweres transmembranäres Glykoprotein auf T-Zellen und NK-Zellen. Geeignet für Immunphänotypisierung und Studien zur T-Zell-Aktivierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Biotin Kaninchen anti-Human CD7 mAk
Bemerkungen/Alias	GP40; TP41; Tp40; LEU-9
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	924
GenID	924
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 26-180 von humanem CD7 (NP_006128.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P09564
Proteingewicht	25 kDa
Versand	Eisbeutel