

Anti-Human Cd7 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P09564

Artikelnummer: CM0011151

Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper (-Konjugat), der gegen humanes CD7 gerichtet ist, für die Durchflusszytometrie. Geeignet für die Identifizierung und funktionelle Studien von T-Zellen und NK-Zellen. - P09564

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CD7 mAb
Bemerkungen/Alias	GP40; TP41; Tp40; LEU-9
Spezies	Human
GenID	924
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 26-180 von humanem CD7 (NP_006128.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P09564
Proteingewicht	25kDa
Versand	Eisbeutel