

Anti-Human Cd7 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie (Fc) - P09564

Artikelnummer: CM0012754

Einführung

Kaninchen anti-Human CD7 mAk für Durchflusszytometrie, validiert für die Forschung an menschlichen T-Zellen und NK-Zellen. Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen die extrazelluläre Domäne, UniProt P09564.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CD7 mAk
Bemerkungen/Alias	GP40, TP41, Tp40, LEU-9
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	924
GenID	924
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 26-180 von humanem CD7 (NP_006128.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P09564
Proteingewicht	25kDa
Versand	Eisbeutel