


Anti-Human Cd70 (Cd27L) Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P32970

Artikelnummer: CM0008162



Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper, der auf humanes CD70 (CD27L, TNFSF7) abzielt, validiert für die Durchflusszytometrie. Geeignet für die Erforschung von Immunzellinteraktionen und des CD27/CD70-Signalwegs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CD70 mAb
Alias	CD27L; LPF53; CD27-L; CD27LG; TNFSF7; TNLG8A
Spezies	Human
Gen-ID	970
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 39-193 von humanem CD70 (P32970) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (Durchflusszytometrie)
Kreuzreaktivität	Human
Swiss-Prot	P32970
Protein-Gewicht	21 kDa
Versand	Eisbeutel