

Anti-Human Cd72 Monoklonaler Antikörper () Für Die Durchflusszytometrie - P21854

Artikelnummer: CM0012059

Einführung

Hochwertiger, mit konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CD72, speziell validiert für Anwendungen in der Durchflusszytometrie. Zielt auf das B-Zelldifferenzierungsantigen CD72 ab, einem Korezeptor, der die B-Zell-Rezeptor-Signalgebung und die Immunhomöostase moduliert.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Human CD72 mAb
Bemerkungen/Alias	CD72; CD72b; LYB2; CD72 Molekül
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	971
Gen-ID	971
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 117-359 des humanen CD72 (NP_001773.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P21854
Proteinmasse	40 kDa
Versand	Eisbeutel