

Anti-Human Cd79A Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie (Intrazellulär) - P11912

Artikelnummer: CM0008356



Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD79a. Geeignet für die intrazelluläre Durchflusszytometrie zum Nachweis der B-Zell-Rezeptor-Komplex-Alpha-Kette in humanen Proben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CD79a mAb
Bemerkungen/Alias	CD79A; IGA; MB-1; CD79a-Molekül
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	973
Gen-ID	973
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 165-225 von humanem CD79a (NP_001774.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P11912
Proteingewicht	20kDa/25kDa
Versand	Eisbeutel