

Anti-Human Cd79A Monoklonaler Antikörper Für Intrazelluläre Durchflusszytometrie - P11912

Artikelnummer: CM0004529



Einführung

Kaninchen anti-human CD79a monoklonaler Antikörper, konjugiert mit für intrazelluläre Durchflusszytometrie. Ziel ist die B-Zell-Antigenrezeptor-assoziierte Proteinalphakette (MB-1, Ig-alpha). In humanen Proben validiert. UniProt P11912.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CD79a mAb
Bemerkungen/Alias	IGA; MB1; MB-1; IGA1pha
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	973
GeneID	973
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Aminosäuresequenz entsprechend den Aminosäuren 165-225 von humanem CD79a (NP_001774.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P11912
Protein-Gewicht	25kDa
Versand	Eisbeutel