

Monoklonaler Anti-Human-Cd82-Antikörper Für Fc - P27701

Artikelnummer: CM0012359



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD82 (KAI1/TSPAN27), für die Durchflusszytometrie konjugiert. Für FC validiert, geeignet für die Erforschung von Metastasen und Tetraspaninen. Reaktivität: human.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-Human-CD82-mAb
Anmerkungen/Alias	R2; 4F9; C33; IA4; ST6; GR15; KAI1; SAR2; TSPAN27
Spezies	Human
Gen-ID (Mensch)	3732
Gen-ID	3732
Immunogen	Rekombinantes Protein; rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-267 des humanen CD82 (NP_002222.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P27701
Proteingewicht	27 kDa/30 kDa
Versand	Kühlakku