

Anti-Human-Cd8B-Monoklonaler Antikörper () Für Die Durchflusszytometrie - P10966

Artikelnummer: CM0009381

Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD8b, konjugiert an , validiert für die Durchflusszytometrie. Ideal für die Erforschung der T-Zell-vermittelten Immunität, der Tumormikroumgebung und des CD8+-Zell-Profiling.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Human CD8b mAb
Bemerkungen/Alias	LY3; P37; LEU2; LYT3; Ly-3; CD8B1; CD8beta
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	926
Immunogen	Rekombinantes Protein/Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 22-170 von humanem CD8b (NP_004922.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P10966
Protein-Gewicht	24kDa
Versand	Eisbeutel