

Anti-Human-Cd9-Monoklonaler Antikörper () Für Die Durchflusszytometrie - P21926

Artikelnummer: CM0004194



Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD9, geeignet für die Durchflusszytometrie. Ziel ist Tetraspanin CD9, das an Zelladhäsion, Thrombozytenaktivierung und Spermium-Eizell-Fusion beteiligt ist. Ideal für die Immunologie- und Onkologieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Human CD9 mAb
Bemerkungen/Alias	MIC3, MRP-1, BTCC-1, DRAP-27, TSPAN29, TSPAN-29
Spezies	Human
Gen-ID	928
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-228 von humanem CD9 (NP_001760.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P21926
Protein-Gewicht	25kDa
Versand	Eistasche