

Anti-Mensch Cd90/Thy1 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P04216

Artikelnummer: CM0008652

Einführung

-konjugierter Kaninchen Anti-Mensch CD90/Thy1 monoklonaler Antikörper für die Durchflusszytometrie. Rekombinantes Immunogen (AS 20-130). Validiert für menschliche Proben. UniProt P04216.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen Anti-Mensch CD90/Thy1 mAk
Bemerkungen/Alias	CD90; CDw90
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7070
Gen-ID	7070
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (Durchflusszytometrie)
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P04216
Proteinmasse	18 kDa
Versand	Eisbeutel