

Anti-Human Cd94 Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q13241

Artikelnummer: CM0011756



Einführung

-konjugierter Kaninchen-anti-menschlicher CD94 (KLRD1) monoklonaler Antikörper für die Durchflusszytometrie. Erkennt menschliches CD94, einen NK-Zell-Rezeptor, der an Immunüberwachung und Toleranz beteiligt ist. Geeignet für die Forschung zur Immunonkologie und Infektionskrankheiten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-menschlicher CD94 mAk
Bemerkungen/Alias	KLRD1; CD94; Natürliche Killerzellen-Antigen CD94
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3824
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 32-179 von menschlichem CD94 (NP_002253.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q13241
Proteingewicht	17kDa/20kDa
Versand	Eisbeutel