

Anti-Human Cd94 Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q13241

Artikelnummer: CM0010854



Einführung

Kaninchen Anti-Human CD94 monoklonaler Antikörper () für Durchflusszytometrie (FC). Erkennt humanes CD94, einen 21 kDa großen NK-Zell-Rezeptor, der für Immuntoleranz und Tumorüberwachung entscheidend ist. Ideal für immunologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Kaninchen Anti-Human CD94 mAk
Bemerkungen/Alias	CD94
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3824
GenID	3824
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 32-179 von humanem CD94 (NP_002253.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q13241
Proteingewicht	21 kDa
Versand	Eisbeutel