

Anti-Human Cd96/Tactile Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P40200

Artikelnummer: CM0005492



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD96/TACTILE, validiert für die Durchflusszytometrie. Ideal für die Untersuchung von Immunzelladhäsion, T-Zell- und NK-Zell-Aktivierung bei Entzündungen. - P40200

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CD96/TACTILE mAk
Bemerkungen/Alias	TACTILE
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10225
Gen-ID	10225
Immunogen	Rekombinantes Protein entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 25-519 von humanem CD96/TACTILE (NP_937839.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P40200
Proteinmasse	65 kDa
Versand	Eispackung