

Anti-Human Cd98 Monoklonaler Antikörper () Für Durchflusszytometrie - P08195

Artikelnummer: CM0012135



Einführung

ABflo® 594-konjugierter kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen humanes CD98 (SLC3A2), validiert für Durchflusszytometrie. Geeignet für Immunologie und Krebsforschung, ermöglicht Expressionsprofilierung der schweren Kette des Aminosäuretransporters.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CD98 mAk
Bemerkungen/Alias	4F2; CD98; MDU1; 4F2HC; 4T2HC; NACAE; CD98HC
Spezies	Human
GenID (Mensch)	6520
GenID	6520
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 206-630 von humanem CD98 (NP_002385.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P08195
Proteinmasse	57kDa/61kDa/67kDa/68kDa/71kDa
Versand	Eisbeutel