


Anti-Human-Cd98-Monoklonaler Antikörper () Für Die Durchflusszytometrie - P08195

Artikelnummer: CM0009329



Einführung

-konjugierter Kaninchen-Anti-Human-CD98-Monoklonalantikörper, validiert für die Durchflusszytometrie. Erkennt die SLC3A2-Schwerekette, die an Aminosäuretransport, Integrin-Signalgebung und Viruseintritt beteiligt ist. Nur für Forschungszwecke.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-Anti-Human-CD98 mAb
Bemerkungen/Alias	4F2; CD98; MDU1; 4F2HC; 4T2HC; NACAE; CD98HC
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6520
Immunogen	Rekombinantes Protein; Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 206-630 von humanem CD98 (NP_002385.3) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P08195
Proteingewicht	57kDa/61kDa/67kDa/68kDa/71kDa
Versand	Eisbeutel