


Anti-Human Cd99 Monoklonaler Antikörper () Für If/Icc, Fc - P14209

Artikelnummer: CM0008577



Einführung

Kaninchen anti-human CD99 monoklonaler Antikörper, konjugiert an . Geeignet für Immunfluoreszenz und Durchflusszytometrie. Validiert für Humanproben. Ideal für die Forschung zu T-Zell-Adhäsion und Leukozyten-Extravasation. SWISS: P14209.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CD99 mAk
Bemerkungen/Alias	MIC2; HBA71; MIC2X; MIC2Y; MSK5X
Spezies	Human
GenID (Human)	4267
GenID	4267
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 24-123 von humanem CD99 (NP_002405.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P14209
Proteingewicht	19kDa
Versand	Eisbeutel