

Anti-Human Cdcp1 Monoclonal Antibody Für Durchflusszytometrie - Q9H5V8

Artikelnummer: CM0011370

Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CDCP1 (CD318, TRASK, SIMA135), validiert für Durchflusszytometrie. Verwendung in der Zelladhäsion, Krebsmetastasierung und Leukämie-Stammzellenforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-human CDCP1 mAb
Bemerkungen/Alias	CD318; TRASK; SIMA135
Spezies	Human
GenID	64866
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 30-666 von humanem CDCP1 (NP_073753.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q9H5V8
Proteingewicht	37kDa/72kDa/92kDa
Versand	Eisbeutel