

Anti-Human Ceacam6 Monoklonaler Antikörper (Konjugat) Für Die Durchflusszytometrie - P40199

Artikelnummer: CM0004046



Einführung

-konjugierter, kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen humanes CEACAM6 (CD66c). Validiert für die Durchflusszytometrie. Ideal für Studien zur Tumorbiologie, Neutrophilenadhäsion und Zellmigration.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Human CEACAM6 mAb
Bemerkungen/Alias	NCA; CEAL; CD66c
Spezies	Human
GeneID	4680
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 35-320 von humanem CEACAM6 (NP_002474.4) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P40199
Protein-Gewicht	37kDa
Versand	Eisbeutel