

Anti-Humaner Monoklonaler Clec12A/Cd371-Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - Q5Qgz9-2

Artikelnummer: CM0010303

Einführung

Mit konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CLEC12A/CD371 (CLL-1, MICL). Für die Durchflusszytometrie validiert und reaktiv mit humanen Proben. Geeignet für die Immunphäotypisierung myeloider Zellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-humaner CLEC12A/CD371-mAb
Bemerkungen/Bezeichnungen	CLL1; MICL; CD371; CLL-1; DCAL-2
Spezies	Mensch
GenID	160364
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz entsprechend den Aminosäuren 65-265 des humanen CLEC12A/CD371 (NP_612210.4)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q5QGZ9-2
Proteingewicht	31 kDa
Versand	Kühlakku