

Anti-Human Clec12A/Cd371 Monoklonaler Antikörper (Abflo 488) Für Die Durchflusszytometrie - Q5Qgz9-2

Artikelnummer: CM0004203

Einführung

ABflo 488-konjugierter Kaninchen-Monoklonalantikörper gegen humanes CLEC12A/CD371 (CLL-1, MICL). Entwickelt für die Durchflusszytometrie, zielt auf Isoform 2 (aa 65-265) ab. Kreuzreagiert mit human.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CLEC12A/CD371 mAb
Bemerkungen/Alias	CLL1; MICL; CD371; CLL-1; DCAL-2
Spezies	Human
GeneID (Human)	160364
GeneID	160364
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das Aminosäuren 65-265 von humanem CLEC12A/CD371 enthält (NP_612210.4)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q5QGZ9-2
Proteingewicht	8kDa/24kDa/27kDa/30kDa/32kDa
Versand	Eisbeutel