

Anti-Human Cytokeratin 18 Monoklonaler Antikörper Für Intrazelluläre Durchflusszytometrie - P05783

Artikelnummer: CM0004157

Einführung

-konjugierter kaninchenmonoklonaler Antikörper, der gegen humanes Cytokeratin 18 (K18/CK-18/CYK18) gerichtet ist, für die intrazelluläre Durchflusszytometrie. Detektiert humanes K18 (48 kDa) in Epithelzellen; geeignet für die Krebsforschung und die Entwicklung von diagnostischen Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human Cytokeratin 18 mAk
Bemerkungen/Alias	K18; CK-18; CYK18
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3875
Gen-ID	3875
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 241-430 von humanem Cytokeratin 18 (NP_000215.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P05783
Proteingewicht	48kDa
Versand	Eisbeutel