


Abflo 594 Anti-Human Cytokeratin 19 (Krt19) Monoklonaler Antikörper Für Intrazelluläre Durchflusszytometrie - P08727

Artikelnummer: CM0008954



Einführung

ABflo 594-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper, der auf humanes Cytokeratin 19 (CK-19, KRT19) abzielt. Entwickelt für intrazelluläre Durchflusszytometrie, reagiert mit humanen Proben. Erkennt CK-19 an Costameren und Intermediärfilamenten. Proteingewicht 44kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human Cytokeratin 19 (KRT19) mAk
Bemerkungen/Alias	K19; CK19; K1CS
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	3880
Gen-ID	3880
Immunogen	Synthetisches Peptid - Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 301-400 von humanem Cytokeratin 19 (NP_002267.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P08727
Proteingewicht	44kDa
Versand	Eisbeutel