


Anti-Human Dc-Signr/Cd299 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - Q9H2X3

Artikelnummer: CM0010371



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper, konjugiert mit , gegen humanes DC-SIGNR/CD299 (CLEC4M), validiert für die Durchflusszytometrie. Ideal für die Erforschung von Immunüberwachung, viralen Eintritt und Rezeptorinteraktionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Human DC-SIGNR/CD299 mAb
Bemerkungen/Aliaße	CD299; LSIGN; CD209L; L-SIGN; DCSIGNR; HP10347; DC-SIGN2; DC-SIGNR
Spezies	Mensch
Gen-ID	10332
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 71-399 von humanem DC-SIGNR/CD299 (NP_055072.3) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9H2X3
Proteingewicht	24 kDa-45 kDa
Versand	Eisbeutel