

Anti-Human DLL4 Monoklonaler Antikörper () Für Fc - Q9Nr61

Artikelnummer: CM0004043



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Anti-Human-DLL4-Antikörper für die Durchflusszytometrie. Zielmolekül ist der Notch-Ligand DLL4, der an der Angiogenese und Neurogenese beteiligt ist. Validiert für humane Proben. Ideal für die IVD-Forschung und die Entwicklung diagnostischer Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-Anti-Human-DLL4 mAb
Anmerkungen/Alias	AOS6; delta4; hdelta2; delta-like protein 4
Spezies	Human
GeneID (Human)	54567
GeneID	54567
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 27-524 des humanen DLL4 (NP_061947.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q9NR61
Proteingewicht	75kDa
Versand	Eisbeutel