

Anti-Human-DLL4-Monoklonaler Antikörper () Für Die Durchflusszytometrie - Q9Nr61

Artikelnummer: CM0004065



Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes DLL4 (Delta-like protein 4). Validiert für den Nachweis mittels Durchflusszytometrie des an Angiogenese und Neurogenese beteiligten Notch-Liganden. Wird im vaskulären Endothel exprimiert.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human-DLL4 mAb
Bemerkungen/Alias	AOS6; delta4; hdelta2; Delta-like protein 4
Spezies	Human
GeneID (Human)	54567
GeneID	54567
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 27-524 von humanem DLL4 (NP_061947.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q9NR61
Protein-Gewicht	75kDa
Versand	Eisbeutel