

Anti-Human Eg-Vegf/Pk1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P58294

Artikelnummer: CM0003389

Einführung

Hochwertiger kaninchenmonoklonaler Antikörper, der gegen humanes EG-VEGF/PK1 (PROK1) gerichtet ist. Validiert für WB, IF-P, ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu Angiogenese und Reproduktionsbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Human EG-VEGF/PK1 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	PK1; PRK1; EGVEGF; PROK1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	84432
Gen-ID	84432
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-105 von humanem PROK1 (P58294) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P58294
Proteingewicht	12kDa
Versand	Eisbeutel