

Anti-Human-Fap Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q12884

Artikelnummer: CM0011741



Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes FAP, validiert für Durchflusszytometrie. FAP ist eine Serinprotease, die am Umbau der extrazellulären Matrix und der Tumorprogression beteiligt ist. Ideal für Krebs- und Fibroseforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-humanes FAP mAb
Bemerkungen/Alias	FAP; DPPIV; FAPA; FAPalpha; SIMP; Prolyl-Endopeptidase FAP
Spezies	Human
GeneID (human)	2191
GeneID	2191
Immunogen	Rekombinantes Protein
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q12884
Protein-Gewicht	27kDa/87kDa
Versand	Eisbeutel