

Anti-Human Fatp1 () Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - Q6Pcb7

Artikelnummer: CM0004338

Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen das menschliche Transportprotein für langkettige Fettsäuren 1 (FATP1/SLC27A1) gerichtet ist, geeignet für die intrazelluläre Durchflusszytometrie (FC). Ermöglicht die Erforschung des Fettsäureimports, des Lipidstoffwechsels und verwandter Wege.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human FATP1 mAk
Bemerkungen/Alias	FATP; FATP1; ACSVL5; FATP-1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	376497
GenID	376497
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 510-646 von menschlichem FATP1 (NP_940982.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q6PCB7
Proteingewicht	52kDa/71kDa
Versand	Eisbeutel