


Anti-Human FcεR1A Monoklonaler Antikörper () Für Fc - P12319

Artikelnummer: CM0005632



Einführung

Kaninchen anti-Human FcεR1α monoklonaler Antikörper, -konjugiert, validiert für die Durchflusszytometrie-Detektion des hochaffinen IgE-Rezeptors (FcεR1α) auf Eosinophilen, Mastzellen und Basophilen in der Allergie- und Entzündungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Produktname	Kaninchen anti-Human FcεR1α mAk
Bemerkungen/Alias	FCE1A, FcERI, FCERIA
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2205
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 26-205 von humanem FcεR1α (NP_001992.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P12319
Proteingewicht	30kDa
Versand	Eisbeutel