

Anti-Human-FcεR1A Monoklonaler Antikörper Für Fc - P12319

Artikelnummer: CM0004254



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen den hochaffinen IgE-Rezeptor Alpha (FcεR1α, FCER1A), konjugiert mit für den Nachweis mittels Durchflusszytometrie (FC) in humanen Proben. Rekombinantes Immunogen aus Aminosäuren 26-205.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Details
Produktname	Kaninchen anti-Human FcεR1α mAb
Bemerkungen/Alias	FCE1A; FcERI; FCERIA
Spezies	Human
GeneID (Human)	2205
GeneID	2205
Immunogen	Rekombinantes Protein
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P12319
Proteingewicht	30kDa
Versand	Eisbeutel