

Anti-Human Fscn2 (Fascin-2) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - O14926

Artikelnummer: CM0022040

Einführung

Hochwertiger Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes FSCN2 (Fascin-2), geeignet für WB und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zu Aktinbündelung, Morphogenese der Photorezeptorscheiben und Netzhautdegeneration.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FSCN2 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	RFSN; RP30; FSCN2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	25794
GenID	25794
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz der Aminosäuren 1-310 von humanem FSCN2 (NP_036550.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	O14926
Proteingewicht	55kDa
Versand	Eisbeutel