


Anti-Human Galectin-3 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie (Intrazellulär) - P17931

Artikelnummer: CM0009263



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes Galectin-3 für intrazelluläre Durchflusszytometrie. Galectin-3 ist ein galaktosespezifisches Lektin, das an Entzündungen, Spleißen und Autophagie beteiligt ist, wodurch es zu einem wichtigen diagnostischen Ziel wird.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human Galectin 3 mAk
Bemerkungen/Alias	L31; GAL3; MAC2; CBP35; GALBP; GALIG; LGALS2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3958
GenID	3958
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-250 von menschlichem Galectin 3 (NP_002297.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intrazellulär)
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P17931
Proteingewicht	26 kDa
Versand	Eisbeutel