

Anti-Human Glypican 3 (Gpc3) Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P51654

Artikelnummer: CM0009533



Einführung

-konjugierter, gegen humanes Glypican 3 (GPC3) gerichteter Kaninchen-monoklonaler Antikörper, validiert für die Durchflusszytometrie. Geeignet für den Zelloberflächennachweis in der diagnostischen Assay-Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human Glypican 3 (GPC3) mAk
Bemerkungen/Alias	SGB; DGSX; MXR7; SDYS; SGBS; OCI-5; SGBS1; GTR2-2
Spezies	Human
GeneID (Human)	2719
GeneID	2719
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 481-580 von humanem Glypican 3 (GPC3) (NP_004475.1) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P51654
Proteingewicht	59kDa/65kDa/68kDa
Versand	Eisbeutel