

Abflo 647 Anti-Humaner Gp6/Gpvi-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - Q9Hcn6

Artikelnummer: CM0011782



Einführung

Abflo 647-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen das humane Thrombozyten-Glykoprotein VI (GP6/GPVI) für die Durchflusszytometrie. Beteiligt an der kollageninduzierten Thrombozytenaktivierung und Thrombusbildung. Für humane Proben validiert.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-human-GP6/GPVI-mAb
Bemerkungen/Alias	GPIV; GPVI; BDPLT11
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	51206
GeneID	51206
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 21-267 des humanen GP6/GPVI (NP_057447.5) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9HCN6
Proteingewicht	37 kDa
Versand	Kühlakku