

Anti-Human Gp6/Gpvi Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - Q9Hcn6

Artikelnummer: CM0008945



Einführung

-konjugierter kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen humanes GP6/GPVI, einen wichtigen Kollagenrezeptor auf Thrombozyten. Validiert für Durchflusszytometrie, reagiert spezifisch mit humanem GPVI. Geeignet für Studien zu Thrombose, Hämostase und Thrombozytenaktivierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human GP6/GPVI mAk
Bemerkungen/Alias	GPIV; GPVI; BDPLT11
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	51206
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q9HCN6
Proteingewicht	37kDa
Versand	Eisbeutel