


Anti-Humaner Monoklonaler Gprc5D-Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - Q9Nzd1

Artikelnummer: CM0007724



Einführung

Mit konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes GPRC5D, validiert für die Durchflusszytometrie. Erkennt einen GPCR, der an der Entwicklung von Haaren und Nägeln beteiligt ist. Ideal für den immunologischen Nachweis in humanen Proben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-humaner GPRC5D-mAb
Bezeichnungen/Alias	GPRC5D
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	55507
Gen-ID	55507
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen GPRC5D (NP_061124.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9NZD1
Proteingewicht	34 kDa/36 kDa/38 kDa
Versand	Kühlakku