


Anti-Human Hbg1/2 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P Und Elisa - P69891 / P69892

Artikelnummer: CM0002509



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes HBG1/2 (Gamma-1- und Gamma-2-Globinketten). Geeignet für WB, IF-P und ELISA. Ideal für Studien zu fötalem Hämoglobin, Hämoglobinopathieforschung und die Entwicklung von IVD-Tests.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HBG1/2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	HBG-T2; HBGA; HBGR; HSGGL1; PRO2979; HBG1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	3047/3048
GeneID	3047/3048
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 68-147 von humanem HBG1 (P69891) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P69891/P69892
Proteinmolekulargewicht	16 kDa
Versand	Eisbeutel