

Polyklonaler Anti-Human Iars (Isoleucyl-Trna-Synthetase) Antikörper Für Wb, Elisa - P41252

Artikelnummer: CM0015692

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen menschliche zytoplasmatische Isoleucyl-tRNA-Synthetase (IARS/IRS). Validiert für Western Blot und ELISA; detektiert ein 144 kDa-Protein. Geeignet für Studien zur Proteinbiosynthese und Translation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IARS Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	IRS; IARS; ILRS; ILERS; GRIDHH; PRO0785
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3376
Gen-ID	3376
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1158-1262 des menschlichen IARS (NP_002152.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P41252
Proteingewicht	144kDa
Versand	Eispackung