


Anti-Human Icam-1/Cd54 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P05362

Artikelnummer: CM0005296



Einführung

-konjugierter kaninchen anti-human ICAM-1/CD54 monoklonaler Antikörper, optimiert für Durchflusszytometrie (FC). Erkennt humanes ICAM-1 (57kDa, SWISS P05362). Ideal für Studien zu Leukozytenadhäsion, viralem Eintritt und Trafficking von Immunzellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human ICAM-1/CD54 mAk
Bemerkungen/Alias	ICAM1; BB2; CD54; P3.58; interzelluläres Adhäsionsmolekül 1
Spezies	Mensch
GenID	3383 (Mensch)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 28-480 von humanem ICAM-1/CD54 (NP_000192.2) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P05362
Proteingewicht	57kDa
Versand	Eisbeutel