


Anti-Human-Ido1-Monoklonaler Antikörper () Für Die Durchflusszytometrie (Intrazellulär) - P14902

Artikelnummer: CM0011063



Einführung

-konjugierter, kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen humanes IDO1, validiert für die intrazelluläre Durchflusszytometrie. Ideal für die Erforschung von Immuntoleranz, Tumorummunologie und Infektionskrankheiten. Humanreaktiv.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Human IDO1 mAb
Bemerkungen/Alias	IDO; INDO; IDO-1
Spezies	Human
GeneID	3620
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-403 von humanem IDO1 (NP_002155.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P14902
Proteingewicht	45kDa
Versand	Eistüte