

Anti-Human Ifn-Alpha/Beta R2 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P48551

Artikelnummer: CM0004502



Einführung

-konjugierter kaninchenmonoklonaler Antikörper, der gegen humanes IFN-alpha/beta R2 gerichtet ist und für die Durchflusszytometrie validiert ist. Ermöglicht die Detektion der Expression von Typ-I-Interferonrezeptoren in Blutzellen und Zelllinien für die immunologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human IFN-alpha/beta R2 mAk
Bemerkungen/Alias	IFN-R; IMD45; IFNABR; IFNARB; IFN-R-2; IFN-alpha-REC; IFNAR2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3455
GenID	3455
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 28-237 des humanen IFN-alpha/beta R2 (NP_008896.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P48551
Proteingewicht	58kDa/37kDa/27kDa
Versand	Eisbeutel