

Anti-Human-Ifn-Gamma Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie (Intrazellulär) - P01579

Artikelnummer: CM0010653



Einführung

-konjugierter, kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen humanes Interferon gamma (IFNG). Validiert für die intrazelluläre Durchflusszytometrie (FC intra). Geeignet für die Überwachung der Immunantwort, Studien zur Antitumorimmunität und die Entwicklung von Diagnoseassays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human-IFN-gamma mAb
Bemerkungen/Alias	IFG; IFI; IMD69
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	3458
Gen-ID	3458
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 24-166 von humanem IFN-gamma (NP_000610.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P01579
Proteingewicht	19kDa
Versand	Eistasche